


# ANTERIOR MOULD CLASSIFICATION

KLASSIFIZIERUNG DER FRONTZAHNFORMEN • CLASSIFICATION DES FORMES ANTERIEURES • CLASSIFICACION DE LAS FORMAS ANTERIORES • CLASSIFICAZIONE DELLE FORME ANTERIORI • KLASSIFICERING AF FORMERNE FORAN • ETUHAMMASMALLIEN LUOKITTELU • ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΠΙΣΘΩΡΩΝ • CLASSIFICATIE VAN DE VOORVORMEN • CLASSIFICAÇÃO DAS FORMAS ANTERIORES • INDELNING AV FRÄMRE FORMER

**STRUCTURE PROFILE** MESIO-DISTAL PROFILE LATERAL PROFILE  
 GESICHTSFORM • STRUCTURE • ESTRUCTURAS • CONFORMAZIONE • UDFORMING • MALLI • ΜΟΡΦΗ • CONFORMATIE • CONFORMAÇÃO • FORM  
 PROFIL MESIO-DISTAL • PROFIL MESIO-DISTAL • PERFILE MESIO-DISTAL • PROFILO MESIO-DISTALE • SIDEPROFIL • SIVUPROFIILI • ΠΛΑΤΙΑ ΟΨΗ • ZIIPROFIEL • PERFIL MESIO-DISTAL • MESIO-DISTALPROFIL  
 PROFIL LATERAL • PROFIL LATERAL • PERFIL LATERAL • PROFILO LATERALE • SIDEPROFIL • SIVUPROFIILI • ΠΛΑΤΙΑ ΟΨΗ • ZIIPROFIEL • PERFIL MESIO-DISTAL • MESIO-DISTALPROFIL



## OTHER METHODS

WEITERE METHODEN • AUTRES METHODES • OTROS METODOS • ALTRI METODI • ANDRE METODER • ΜΥΙΑ ΜΕΝΕΤΕΜΙΑ • ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ • ANDERE METHODEN • OUTROS METODOS • ANDRA METODER

mm	mm	UPPER ANTERIORS	UPPER ANTERIORS	UPPER ANTERIORS
46/49	6,90/7,60	5-17	2-33A	3A-35A
50/52	7,60/8,00	5-17	10-24	35A
53/54	8,00/8,30	18A-8A	10-38A-36	—
55/56	8,30/8,60	16	36-30A	27A
57/61	8,60/9,40	19A	37A	39-29A-40A

mm	mm	UPPER ANTERIORS	UPPER ANTERIORS	UPPER ANTERIORS
30/31	37,5/40,7	—	—	—
32	40,4/43,2	22-12-5	2-10-3A	3A
33	42,2/44,5	12-18A-5-8A-17	33A-38A	35A-7A
34/35	44,0/47,2	18A-8A-17-16-19A	24-38A-36-37A-30A	35A-7A27A-39-29
36/37	46,7/49,8	19A	—	27A-39-40A-45A

mm	mm	UPPER ANTERIORS	UPPER ANTERIORS	UPPER ANTERIORS
4,5/4,7	6,70/7,60	5-17	2-33A	3A-35A
4,8/4,9	7,20/8,00	22-12-18A-5-17	2-10-33A-24	3A-35A-7A
5,0/5,1	7,50/8,30	22-12-18A-5-8A-17	10-33A-24-38A	3A-35A-7A
5,2/5,3	7,80/8,50	12-18A-8A-16	10-24-38A-36-30A	7A-27A
5,4/5,7	8,30/9,30	16-18A	36-37A-35A	27A-39-29A-40A

mm	mm	UPPER ANTERIORS	UPPER ANTERIORS	UPPER ANTERIORS
111/120	36,7/40,0	—	—	—
120/125	40,0/42,0	22	2	3A
126/130	42,0/43,3	22-5	22-33A-10	—
130/135	43,3/45,3	18A-8A-17-16	33A-24-38A-36	35A-7A
136/140	45,3/46,7	—	37A	27A-29A
140/145	46,7/48,7	19A	—	39-40A

## CHOISE SYSTEM IN RELATION TO THE SIZE

AUSWAHLSYSTEM NACH DEM KÖRPERBAU  
 SYSTEME DE CHOIX EN RELATION A LA TAILLE  
 METODO DE ELECCION EN BASE A LA COMPLEXION FISICA  
 MISURAZIONE IN BASE ALLA CORPORATURA  
 MÅLING EFTER KROPSBYGGNINGEN  
 ΜΙΤΟΙΤΣ ΡΥΘΜΙΝΚΑΚΕΤΕΕΝ ΠΕΡΥΣΤΕΕΛΛΑ  
 ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ  
 METINGEN OP BASIS VAN LICHAAMSSPECIFIEKE VORMEN  
 MEDIÇÃO SEGUNDO A ESTATURA  
 MÅTNING PÅ BASIS AV KROPPSBYGGNAD



**EN** SYNTHETIC POLYMER TEETH FOR DENTAL PROSTHESIS  
 • Store in a clean, dry place away from light.  
 • To ensure optimum bonding to the denture base resin, grind teeth on the cervix prior to setting up, remove wax and degrease with a methyl methacrylate monomer.  
 • Direct the patient to adopt daily hygiene protocols, suggest him to avoid excessive brushing which could cause abrasive wear, and not to immerse in alkalis, acids or other substances that can damage acrylic materials.  
 • This product does not contain substances classified as hazardous conforming to Directive 67/548/EEC and subsequent amendments. Consequently, no Material Safety Data Sheet is available.  
 • Grinding of the teeth generates dust which is classified as "not otherwise classifiable". Do not inhale. Use appropriate protection.  
 • TLV/TWA applies.  
 • Dispose conforming to local law. Product and packing materials are not listed in the Hazardous Waste Inventory as per C.D. 91/689/EEC (14). Patient-contacted materials are an infection risk even for disposal purposes (EU Hazardous Waste Inventory No. 180103).  
 • Available in the following shade guides:  
 2C-3R REF FDA104, A1-D4 REF FDA118.

**ES** DIENTES DE POLIMERO SINTETICO PARA PROTESIS DENTALES  
 • Conservar en un lugar seco, limpio y reparado de la luz.  
 • Para una mejor adhesión al polímero para base de prótesis, lijar los dientes de la pieza antes del montaje y desgrasar con monómero de metilmetacrilato después de la eliminación de la cera.  
 • Concienciar al paciente para que adopte las medidas cotidianas necesarias de higiene, para que no sumerja en álcalis, ácidos y otras sustancias que puedan dañar los materiales acrílicos.  
 • Este producto no contiene sustancias peligrosas según la directiva 67/548/EEC y sus sucesivas revisiones. Por lo tanto, no se suministra una Ficha de Seguridad Materiales.  
 • El acabado genera polvo clasificado como "no clasificado de otra manera". No inhalar, utilizar protecciones adecuadas; se aplican TLV/TWA.  
 • Eliminar como desechos, siguiendo siempre las leyes locales. El material y los embalajes no están detallados en el Catálogo de los Desechos Peligrosos C.D. 91/689/EEC (14). Después del contacto con el paciente, los materiales están sujetos a riesgo de infección incluso por lo que respecta a la eliminación (Catálogo Europeo de los Desechos Peligrosos n. 180103).  
 • Disponible en las escalas de colores:  
 2C-3R REF FDA104, A1-D4 REF FDA118.

**FI** SYNTEETTISESTÄ POLYMEERISTÄ TEHDYT HAMPAAT HAMMASPROTEESIEJÄ VARTEN  
 • Säilyttävä kuivassa, puhtaassa ja valolta suojatussa paikassa.  
 • Jotta proteesipohjat saataisiin kiinnittymään materiaaliin, hioa hampaat kiinnitykselle ennen asennusta ja vahaa poiston jälkeen, hampaat tulee hioa ja rasva tulee poistaa metyylimetakrylaattimonomeerilla.  
 • Potilaista on opetettava suorittamaan oikein hampaiden päivittäinen puhtdistusohjelma, sekä häntä on varoitettava välttämästä hampaiden liian niiden liiallisen kulutuksen ehkäisemiseksi, sekä varoitettava uuttamasta hampaita emäksiseen aineeseen. Tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita.  
 • Tämä tuote ei sisällä vaarallisia tai direktiivissä 67/548/EEC ja sitä seuraavissa direktiivissä mainittuja vaarallisia aineita. Näin ollen luotteessa ei ole valmistusaineiden turvallisuusmerkkiä.  
 • Tulokset luotettavasti suojatut "muuten luokittelemattomia" polyaineita. Polyaineita ei saa päästää hengityksen kautta, on käytettävä tällökin suojaa. Käytettyä materiaalia ei saa jättää paikalleen. Tuote ja pakkausmateriaali eivät kuulu Vaarallisten Jätteidien luettelossa C.D. 91/689/EEC (14) mainittuihin aineisiin. Kun aineet ovat joutuneet kosketuksiin potilaan kanssa, aineet voivat aiheuttaa tartuntavaaran myös jätteenhuollon kannalta katsottuna (Euroopan Vaarallisten Jätteidien luettelo, n. 180103).  
 • Saatavissa on kahdeksan värisävyä:  
 2C-3R REF FDA104, A1-D4 REF FDA118.

**PT** DIENTES DE POLIMERO SINTÉTICO PARA PROTESIS DENTARIAS  
 • Conservar em lugar emuto, limpo e protegido contra a luz.  
 • A fim de garantir a máxima adesão ao polímero para base de próteses, abrasar e desengordurar os dentes com monómero de metil-metacrilado, antes da montagem e depois da eliminação da cera.  
 • Instruir o paciente a adoptar os protocolos de higiene quotidianos e não escovar excessivamente para evitar o desgaste e não emergir em alcali, ácidos ou outras substâncias agressivas.  
 • Este produto não contém substâncias perigosas segundo a directiva 67/548/EEC e suas sucessivas revisões. Portanto não é necessária uma Ficha de Segurança material.  
 • A acabado gera poeira classificada de outro modo". Não inalar e utilizar proteções apropriadas, aplicam-se TLV/TWA.  
 • Eliminar como refugos de acordo com as leis locais em vigor. O material e as embalagens não constam no inventário dos Resíduos Perigosos C.D. 91/689/EEC (14). Depois do contacto com o paciente, os materiais podem apresentar riscos de infecção, incluindo na fase de eliminação (Inventário Europeu dos Resíduos Perigosos n. 180103).  
 • Disponível nas escalas de cores:  
 2C-3R REF FDA104, A1-D4 REF FDA118.

**DE** KUNSTSTOFFZÄHNE AUS METHACRYLAT FÜR PROTHETIK  
 • Trocken, sauber und lichtgeschützt lagern.  
 • Für eine bessere Verbindung mit dem Prothesenkunststoff sollten an die Zähnen Retentionsan gebracht werden. Nach dem Entfernen des Wachses Zähne mit Polymer entfernen.  
 • Hygienehinweise: Für die tägliche Hygiene sollen die Patienten entsprechende Anweisungen werden, daß ein übertriebener Gebrauch der Zahnbürste zu einem Abrieb führen kann. Ein Kontakt der Prothese mit alkalischen, säurehaltigen oder anderen aggressiven Substanzen ist zu vermeiden.  
 • Gemäß Vorschrift 67/548/EEC und der nachfolgenden Änderungen enthält das Produkt keine gefährlichen Substanzen. Aus diesem Grund liegt kein Sicherheitsdatenblatt bezüglich des Materials bei.  
 • Bei der Feinbearbeitung entsteht Staub, welcher jedoch als "nicht besonders klassifizierbar" eingestuft wird. Trotzdem sollten geeignete Sicherheitsvorrichtungen benutzt werden.  
 • Verwendung von TLV/TWA: Staub nicht einatmen. Nach dem Kontakt mit Patienten besteht die Gefahr einer Infektion und muß laut Europäischen Katalog für gefährliche Abfallstoffe Nr. 180103 entsorgt werden. Außerdem sind die regionalen Vorschriften zu beachten.  
 • In folgenden Farbtabellen lieferbar:  
 2C-3R (ref Ida104), A1-D4 (ref Ida118).

**IT** DENTI IN POLIMERO SINTETICO PER PROTESI DENTALI  
 • Conservare in luogo asciutto, pulito e protetto dalla luce.  
 • Per assicurare la migliore adesione al polimero per basi di protesi, abrasare i denti al collettto prima del montaggio e sgrassare con monomero di metil metacrilato dopo l'eliminazione della cera.  
 • Istruire il paziente ad adottare i protocolli quotidiani di igiene, a non spazzolare eccessivamente per evitare il consumo da abrasione e a non immergere in alcali, acidi o altre sostanze aggressive per materiali acrilici.  
 • Questo prodotto non contiene sostanze pericolose secondo la direttiva 67/548/EEC e successive revisioni. Pertanto non è fornita una Scheda di Sicurezza Materiali.  
 • L'acabato genera polvere classificata come "non altrimenti classificabili". Non inalare; impiegare protezioni appropriate; si applicano TLV/TWA.  
 • Eliminare come rifiuti sempre seguendo le leggi locali. Il materiale e gli imballaggi non sono elencati nel Catalogo dei Rifiuti Pericolosi C.D. 91/689/EEC (14). Dopo il contatto con il paziente, i materiali sono a rischio di infezione anche ai fini dello smaltimento (Catalogo Europeo dei Rifiuti Pericolosi n. 180103).  
 • Disponibile nelle scale color:  
 2C-3R REF FDA104, A1-D4 REF FDA118.

**EL** ΔΟΝΤΙΑ ΑΝΟ ΣΥΝΤΕΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΟΤΟΜΙΚΕΣ  
 • Διαποθήκευση σε χώρο στεγνό, καθαρό και σκοτεινό.  
 • Για την εξομάλιση της πρόσδεσης με το ακρυλικό, τρίψτε τα δόντια και απολιπανίζετε με μονομερές μεθacρυλικού μεθacρυλικού πριν το μοντράζωμα και μετά την αποκόμιση.  
 • Συστάσεις πριν τον συνθή να υποβληθεί σε σφύξη της καθημερινής υγιεινής, να μην θεωρείται υπερβολική την οδοντοστομία και να μην την βουτάει σε αλκάλια, οξέα ή άλλες επιθετικές ουσίες και οξεία.  
 • Το προϊόν αυτό δεν περιέχει ουσίες επικινδύνες σύμφωνα με την οδηγία 67/548/EEC. Κατά συνέπεια δεν διαθέτουμε Δελτίο ασφαλείας (Δελτίο).  
 • Τα τροχίδια είναι δόντια πρόσδεσης σκόνης που προσδιορίστηκαν ως "ως διαφορετικά ταξινομήσιμα". Μην εισπνεύετε.  
 • Χρησιμοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά. Εφαρμοσμένα κατάλληλα προστατευτικά.  
 • Ενταξοδηλώσεις: Το προϊόν αυτό δεν περιέχει ουσίες επικινδύνες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Το προϊόν και η συσκευασία του δεν περιλαμβάνονται στην κατάσταση απαγορευμένων ουσιοχημικών C.D. 91/689/EEC (14). Υπόκειται κίνδυνος μόλυνσης αν το προϊόν έχει έρθει σε επαφή με ασθενή και είναι υποχρεωτική η καταστροφή του σύμφωνα με την οδηγία (ευρωπαϊκή καταγραφή των επικινδύνων γλυκόη) N. 180103).  
 • Διατίθεται στις κλίμακες χρωμάτων: 2C-3R, A1-D4.


**SV** TÄNDER AV SYNTEETISK POLYMER FÖR TÄNDPROTESER  
 • Bör förvaras på torr, ren och ljusskyddad plats.  
 • För att garantera en maximal adhesion av polymeren, biva man slibet tänderna och avfetta med monomeren metyilmetakrylat. Detta skall göras innan de monteras och efter att vasat avlägsnats.  
 • Upplys patienten om de dagliga rutiner som avser hygien. Patienten skall också informeras om att för mycket borstade sliter på tänderna samt att protesen inte skall laggas i alkaliska, sura eller andra aggressiva vätskor.  
 • Denna produkt innehåller inga farliga ämnen och är i enlighet med direktiv 67/548/EEC och efterföljande. Det förekommer således inget Säkerhetsdatablad.  
 • Vid polering uppstår damm som definieras "ej på annat sätt klassificerbart". Undvik andning och använd lämpliga skydd. TLV/TWA tillämpas.  
 • Avfallst skall omhändelrättas enligt lokala bestämmelser. Material och förpackningsfins inte upptagna i förteckningen över Farligt Avfall C.D. 91/689/EEC (14). Efter att materialet har kommit i kontakt med patienten förekommer infektionsrisk, även efter att materialet omhändelrättats. (Europasik Förtäckning över Farligt Avfall n. 180103).  
 • Färdiga finns på följande färgskalor:  
 2C-3R REF FDA104, A1-D4 REF FDA118.

**FR** DENTS EN POLYMER SYNTHETIQUE POUR PROTHESES  
 • A conserver dans un endroit sec, propre et à l'abri de la lumière.  
 • Pour garantir l'adhésion de la résine de base, meuler les dents au collet avant montage et dégraisser à l'aide de monomère de méthylméthacrylate après élimination de la cire.  
 • Conseiller au patient d'adopter des règles d'hygiène quotidiennes, de ne pas brosser exagérément afin d'éviter l'usure due à l'abrasion et de ne pas plonger l'appareil dans des solutions alcalines, acides ou autres substances agressives pour les matériaux acryliques.  
 • Ce produit ne contient aucune substance dangereuse au termes de la directive 67/548/EEC et révisions suivantes. De ce fait, aucune fiche de Sécurité Matériaux n'est fournie au produit.  
 • L'opération de finition génère des poussières classifiées comme "non autrement classifiables". Ne pas respirer, utiliser les protections appropriées; l'on applique TLV/TWA.  
 • Eliminer comme des déchets conformément à la législation locale. Le matériel et les emballages ne sont pas repris au catalogue des déchets dangereux C.D. 91/689/EEC (14). Après contact avec le patient, les matériaux sont considérés comme pouvant présenter des risques d'infection, même pour ce qui est de leur élimination (catalogue européen des déchets dangereux n° 180103).  
 • Disponibles en teintes:  
 2C-3R REF FDA104, A1-D4 REF FDA118.

**DK** TÆNDER AF SYNTEETISK POLYMER TIL PROTSESER  
 • Skal opbevares på et tørt, rent sted og ikke udsættes for sollys.  
 • Proteesunderlagene kleeber bedst fast til polymeren, hvis man slibet tænderne og affetter med metyilmethacrylmonomer før påmontering og efter voks fjerning.  
 • Instruer patienten om anvendelse af de daglige hygiejneprotokoller og gør opmærksom på, at sid kun undgå vedvarende brug af børstetøj og undgå dykning i syrlige eller alkaliske stoffer eller andre stærke midler.  
 • Dette produkt indeholder ikke farlige stoffer i henhold til direktiv 67/548 EØF og følgende. Derfor findes der ikke et Materiale sikkerhedskort.  
 • Overfladebehandlingen fremkaldt støv, hvilket er klassificeret som "ikke på anden vis klassificerbare". Undgå indånding, anvend passende beskyttelsesmidler. TLV/TWA kan benyttes.  
 • Bortskaffelse som affald i overensstemmelse med lokal lovgivning. Materialer og emballager er ikke opført på listen over farligt affald. C.D. 91/689/EEC (14). Efter kontakt med patienten er materialerne udsat for infektionsfare, også hvad angår bortskaffelse (Europæisk Liste over Farligt Affald nr. 180103).  
 • Færdige hjælpemidler leveres i følgende farveskaler:  
 2C-3R REF FDA104, A1-D4 FDA 118.

**NL** TANDEN VAN SYNTHETISCHE POLYMEER VOOR GEBITSPROTHESEN  
 • Op een droge, schone en donkere plaats bewaren.  
 • Voor een optimale aanhechting van het polymere aan de basis van de gebitsprothese, dient tanden voor de montage en na de verwijdering van de was te schuren en te ontvetten met een monomeer van metylmethacrylat.  
 • Licht de patiënt goed voor over de dagelijkse reiniging. Niet overmatig borstelen om voortdurend slijtage te voorkomen. Niet onderdompelen in alkalien, zuren of andere agressieve middelen.  
 • Dit product bevat geen gevaarlijke stoffen en is conform richtlijn 67/548/EEC en de daaropvolgende richtlijnen. Daarom wordt geen veiligheidskaartje afgegeven.  
 • Bij de afwerking komen stoffen vrij die gedeclareerd kunnen worden als "niet anders te classificeren". Niet inhaleren en passende bescherming gebruiken. Hier zijn de TLV/TWA-normen van toepassing.  
 • Als afval afvoeren volgens de plaatselijk geldende wetten. De materialen en de verpakkingen zijn niet opgenomen in de lijst van Gevaarlijke Afvalstoffen behorende bij C.D. 91/689/EEC artikel 1, lid 4. De materialen kunnen infecties veroorzaken bij de patiënt. Houd hiermee ook rekening bij het afvoeren van de materialen (Europees lijst van Gevaarlijke Afvalstoffen nr. 180103).  
 • Verkrijgbaar in de volgende kleuren: 2C-3R REF FDA104, A1-D4 REF FDA118.

**MAJOR DENT**  
 Mould Chart



# POSTERIOR MOULDS CLASSIFICATION

KLASSIFIZIERUNG DER BACKENZAHNFORMEN • CLASSIFICATION DES FORMES POSTERIEURES • CLASSIFICACION DE LAS FORMAS POSTERIORES • CLASSIFICAZIONE DELLE FORME POSTERIORI • KLASSIFICERING AF BAGPROFILERNE • FORMKHAMMASMALLIEN LUOKITTELU • ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΠΙΣΘΩΡΩΝ • CLASSIFICATIE VAN DE ACHTERVORMEN • CLASSIFICAÇÃO DAS FORMAS POSTERIORES • INDELNING AV BAKRE FORMER

	Major Dent Flat-Plane	Major Dent Medium-Anatomic	Major Plus High-Anatomic	Major Plus Technical
Total and partial prosthesis - Total und Teilprothetik - Prothèse totale et partielle - Prótesis total y parcial - Protesi totale e parziale - Fuldstændig eller ufuldstændig protese - Koko- ja osaproteesi - Όλική και μερική τεχνητή οδοντοστομία - Totale en gedeeltelijke prothese - Prótese total e parcial - Hel- och delproteser	FP ●	MA ●	HA ●	T ●
Total prosthesis with natural antagonist - Totalprothetik mit natürlichen Antagonisten - Prothèse totale avec antagoniste naturel - Prótesis total con antagonista natural - Protesi totale con antagonista naturale - Fuldstændig protese med naturligt modstykke - Yhden leuan kokoproteesi - Όλική τεχνητή οδοντοστομία με φυσικό αναγωνιστή - Totale prothese med naturlige antagonist - Prótese total con antagonista natural - Helprotes med naturlig antagonist		MA ●	HA ●	
Skeletal and combined prosthesis - Skelettierte- und Kombinationsprothetik - Prothèse squelettée et combinée - Prótesis esqueléticas y combinada - Protesi scheletrata e combinata - Skelet- eller kombineret protese - Ranka- ja yhdistelmäproteesi - Τεχνητή οδοντοστομία σκελετική και συνδυασμένη - Utneembare of gecombineerde prothese - Prótese esquelética e combinada - Skelettproteser och kombinerade proteser		MA ●	HA ●	
Temporary prosthesis - Provisorien - Prothèse provisoire - Prótesis provisionales - Protesi provisionaria - Midlertidig protese - Tilpæinen proteesi - Τεχνητή οδοντοστομία προσωρινή - Tjdeljike prothese - Prótese provisória - Provisoriska proteser	FP ●	MA ●	HA ●	T ●
Prosthesis on implant - Implantat-Versorgungen - Prothèse sur implant - Prótesis sobre implantes - Protesi sui impianti - Prótese på anløb - Kieinojuurin tuettu protese - Τεχνητή οδοντοστομία επί εγκατάστασης μεταλλικής λάμας - Prothese med implantaat - Prótese sobre estrutura - Proteser på fæsten	FP ●	MA ●	HA ●	T ●
Prosthesis with lingual occlusion - Prothetik nach der Zungenabstützungs-Technik - Prothèse avec occlusion linguale - Prótesis con montaje lingualizado - Protesi con montaggio lingualizzato - Prótese med lingvalmontering - Protesi, jossa lingualisesti asetellut hampaat - Τεχνητή οδοντοστομία με μετώρισμα lingualizzato - Prothese med linguale bevestiging - Prótese com montagem lingualizzato - Proteser med lingvalmontering		MA ●	HA ●	

# COMBINATION CHART



ARTIKULATIONS-TABELLE - TABLEAU D'ARTICULATION - TABLA DE ARTICULACION - TABELLA DI ARTICOLAZIONE - OVERSIGT OVER ARTIKULATION - PARENTATAULUKKO - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ - ARTICULATIETABEL - TABELA DE ARTICULAÇÃO - TABELL ÖVER LEDRÖRELSE				
			FP (Flat-Plane)-CUSP	MA (Medium-Anatomic)
2	22 • 3A	75R		52 • 59
3A	22 • 3A	74R		52 • —
5	5 • —	74R		56 • 65
7A	7A • —	74R		55A • 60A
8A	8A • 36	75R		55A • 59
10	22 • 10	54A		56 • 60A
12	7A • —	75R		— • 65
16	27A • 5	75R		68A • 59
17	5 • 36	75R		55A • 60A
18A	7A • —	74R		68A • 59
19A	19A • 16	75R		68A • —
22	22 • —	54A		56 • 60A
24	36 • 37A	75R		68A • 65
27A	27A • 37A	74R		68A • 59
29A	27A • 36	75R		68A • 59
30A	16 • 40A	75R		68A • 59
33A	10 • 7A	74R		52 • 59
35A	36 • 37A	74R		55A • 60A
36	27A • 36	75R		68A • 65
37A	37A • —	74R		68A • 65
38A	5 • 8A	75R		68A • 59
39	5 • 36	74R		— • 59
40A	19A • 40A	75R		68A • —
45A	19A • —	75R		68A • —




# UPPER ANTERIORS

# LOWER ANTERIORS


# UPPER AND LOWER POSTERIOR



## FLATPLANE




## MEDIUM ANATOMIC




## STRUCTURE PROFILE

GESICHTSFORM • STRUCTURE • ESTRUCTURAS • CONFORMAZIONE • UDFORMING • МАЛЛІ • МОРФУМ • CONFORMATIE • CONFORMAÇÃO • FORM




## MESIO-DISTAL PROFILE

PROFIL MESIO-DISTAL • PROFIL MESIO-DISTAL • PERFILE MESIO-DISTAL • PROFILO MESIO-DISTALE • MESIO-DISTALPROFIL • MESIO-DISTALINENPROFILI • ΟΨΗ MESIO-DISTAL • PROFIEL MESIO-DISTAL • PERFIL MESIO-DISTAL • MESIO-DISTALPROFIL



## LATERAL PROFILE

PROFIL LATERAL • PROFIL LATERAL • PERFIL LATERAL • PROFILO LATERALE • SIDEPROFIL • СИЛУПРОФИЛІ • ΠΛΑΤΙΑ ΟΨΗ • ZUPROFIEL • PERFIL LATERAL • SIDOPROFIL



## CHOISE SYSTEM IN RELATION TO THE SIZE

AUSWAHLSYSTEM NACH DEM KÖRPERBAU  
SYSTEME DE CHOIX EN RELATION A LA TAILLE  
METODO DE ELECCION EN BASE A LA COMPLEXION FISICA  
MISURAZIONE IN BASE ALLA CORPORATURA  
MÄLING EFTER KROPSBYGNINGEN  
MITOITUS RUUMIINRAKENTEEN PERUSTEELLA  
ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΙΛΑΣΗΣ  
METINGEN OP BASIS VAN LICHAAMSSPECIFIEKE VORMEN  
MEDICAÇÃO SEGUNDO A ESTATURA  
MÄTNING PÅ BASIS AV KROPPSBYGGNAD



## SALE FORMAT - VEKAUFSFORMAT - CONDITIONNEMENT SE SUMINISTRA EN - FORMATO DI VENDITA

A1 - D4	T3011 T3012 T3019	Anterior Set Posterior Set Complete Set	x6 x8 x28
1A - 6D	T3021 T3022 T3029	Anterior Set Posterior Set Complete Set	x6 x8 x28

